



**Equipos y Consumibles
del Centro S.A. De C.V.**

**Química Clínica
Semi-automático**

Stat Fax 1904



**AWARENESS
TECHNOLOGY
INC**

**Equipo Nuevo
Semiautomático**

CARACTERÍSTICAS

⑩ ⑩ Stat Fax 1904 Plus

Analizador de Química Clínica

Con 12 posiciones para incubación de muestras a temperatura controlada de 37° C.

calibraciones multipunto, relación por estándar o factor.

Con impresora integrada.

Volumen mínimo de 1 ml para cubetas estándar de 12 x 75 mm. (Con el accesorio Mosquito, el volumen puede bajar hasta 250 μ l).

Óptica bicromática.

El modelo estándar incluye seis filtros, de longitudes de onda 340, 405, 450, 505, 545 y 600 nm (Adicionales de 340 a 700nm).

Rango de absorbancia: -0,2 a 2,5 A.

Precisión fotométrica: μ 1%.

Desviación no superior a 0,005 A en 8 horas de observación.

Permite ensayos cinéticos y de punto final.

La calibración del espectrofotómetro se puede controlar por los estándares del accesorio Redi-Chek.

Modos de cálculo: calibración de un punto por estándar,

La robusta memoria no volátil almacena cerca de 60 programas.

Fuente de luz de tungsteno.

De fácil operación.

Certificado por CE.

Para 220 Volt / 50 Hz.

PARA INFORMACIÓN LLAME AL: (449) 251 48 83, 251 48 86

o contactenos al correo: ventas@equiposyconsumiblesdelcentro.com